

HCL information

ヘリコバクター・ピロリ抗体 変更のご案内

拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
ヘリコバクター・ピロリ I g G 抗体の検査におきまして、検査試薬・測定方法の変更をさせていただきます。名称につきましてもヘリコバクター・ピロリ抗体に変更します。基準値の変更はございません。検査所要日数につきましては翌日報告が可能となります。変更内容については何卒ご了承お願いいたします。
その他の検査共々、今後ともご用命の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

- 変更開始日 : 平成 27年 3月 30日 (月) 受付分より
- 新項目名称 : ヘリコバクター・ピロリ抗体
- 新測定方法 : LA法 (ラテックス法)

変更内容

| 項目コード | | 項目名 | 検査方法 | 基準値 | 検体量 | 所要日数 | 検査案内掲載ページ |
|-------|-----|----------------------|--------|-----------|----------|------|-----------|
| 2448 | 変更前 | ヘリコバクター・ピロリ I g G 抗体 | ELISA法 | 10未満 U/mL | 血清 0.3mL | 2~3 | P46 |
| | 変更後 | ヘリコバクター・ピロリ 抗体 | LA法 | 10未満 U/mL | 血清 0.3mL | 1~2 | P46 |

※実施料・判断料に関しましては総合検査案内46ページをご確認ください。



株式会社 兵庫県臨床検査研究所

本社 TEL: 079-267-1251 神戸西支所 TEL: 078-929-0492

岡山 TEL: 086-952-5218 神戸東支所 TEL: 078-252-7315

ヘリコバクター・ピロリ抗体の 測定方法が変更になります

変更点について

ヘリコバクター・ピロリ I g G 抗体の検査におきまして、同一メーカーが販売する検査試薬に変更致します。
新試薬では I g G 抗体に加え、I g A および I g M クラスの抗体を含む総抗体価を測定するため、名称も「ヘリコバクター・ピロリ I g G 抗体」から「ヘリコバクター・ピロリ抗体」に変更致します。
基準値は 1 0 U / m L 未満で変更はございません。

| | | ELISA法(現行) | | |
|---------|----|------------|----|-----|
| | | 陽性 | 陰性 | 合計 |
| LA法(新法) | 陽性 | 73 | 4 | 77 |
| | 陰性 | 3 | 20 | 23 |
| | 合計 | 76 | 24 | 100 |

(社内検討データ)

陽性一致率： 96.1%(73/76)

陰性一致率： 83.3%(20/24)

一致率： 93.0%(93/100)

*新法では I g G だけでなく他の抗体クラスも検出すると考えられます。

*測定原理が異なるため、測定値が従来値と相違が生じる可能性があります。

