

HCL information

検査内容変更のご案内


拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
このたび、下記検査項目におきまして、検査内容を
変更させていただきたくご案内申し上げます。
何卒ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

- 変更実施日 : 2021年 9月 2日(木) 受付分～
- 変更項目 : 裏面参照
- 変更理由 : 委託先による変更
- 委託先 : SRL

 **HCL** 株式会社 兵庫県臨床検査研究所

姫路本社 TEL: 079-267-1251 神戸西支所 TEL: 078-929-0492 食品衛生管理MEL TEL: 079-267-1253
岡山支所 TEL: 086-952-5218 神戸東支所 TEL: 078-252-7315 病理検査室HPL TEL: 079-268-1101

検査内容変更項目

案内書掲載頁	項目コード	項目名称	変更箇所	変更後	変更前
P90	1041	サイトメガロウイルスIgG	項目名称	サイトメガロウイルスIgG (CLIA)	サイトメガロウイルスIgG (EIA)
			検査方法	CLIA法	EIA法
			検体量	血清 0.5mL	血清 0.2mL
			基準範囲	6.0未満 (－)	2.0未満 (－)
			単位	AU/mL	なし
			判定基準	6.0未満 (－) 6.0以上 (+) *1	2.0未満 (－) 2.0~3.9 (±) 4.0以上 (+)
			補足	*1 : 6.0~15.0 (AU/mL)の結果値の際には、適切な期間(例：2週間)内に再採取し再検査をお勧めします。	
P90	1040	サイトメガロウイルスIgM	項目名称	サイトメガロウイルスIgM (CLIA)	サイトメガロウイルスIgM (EIA)
			検査方法	CLIA法	EIA法
			検体量	血清 0.5mL	血清 0.2mL
			基準範囲	0.85未満 (－)	0.80未満 (－)
			単位	index	なし
			判定基準	0.85未満 (－) 0.85~1.00未満 *1 1.00以上 (+)	0.80未満 (－) 0.80~1.20 (±) 1.21以上 (+)
			補足	*1 : 判定保留の際には、適切な期間(例：2週間)内に再採取し再検査をお勧めします。	
未掲載	8034	髄液 サイトメガロウイルスIgG	項目名称	髄液 サイトメガロウイルスIgG (CLIA)	髄液 サイトメガロウイルスIgG (EIA)
			検査方法	CLIA法	EIA法
			検体量	髄液 0.5mL	髄液 0.4mL
			基準範囲	設定なし	0.20未満 (－)
			単位	AU/mL	なし
			補足	参考値扱い (材料違いのため参考値コメントあり)	
未掲載	8036	髄液 サイトメガロウイルスIgM	項目名称	髄液 サイトメガロウイルスIgM (CLIA)	髄液 サイトメガロウイルスIgM (EIA)
			検査方法	CLIA法	EIA法
			検体量	髄液 0.5mL	髄液 0.4mL
			基準範囲	設定なし	0.80未満 (－)
			単位	index	なし
			補足	参考値扱い (材料違いのため参考値コメントあり)	

検査内容変更項目

案内書掲載頁	項目コード	項目名称	変更箇所	変更後	変更前
P67	2671	肺サーファクタント プロテインD (SP-D)	検体量	血清 0.5mL	血清 0.2mL
			検査方法	CLEIA法	EIA法
P42	0299	プロプラノロール	所要日数	5~18日	5~11日
P75	2036	塩基性 フェトプロテイン	所要日数	3~9日	3~5日
未掲載	0779	シアリルLex抗原 (CSLEX)	所要日数	3~9日	3~7日
P93	8054	単純ヘルペスウイルス DNA定性	検体量	髄液：0.7mL 組織：50mg	髄液：0.5mL 組織：5mg
P93	2479	サイトメガロウイルス DNA定性	検体量	髄液：0.7mL 組織：50mg 部分尿：0.7mL	髄液：0.5mL 組織：5mg 部分尿：0.5mL
未掲載	2676	ヒトパルボウイルス B19DNA定性	検体量	血清 0.7mL	血清 0.5mL
未掲載	2353	水痘・帯状疱疹 ウイルスDNA定性	検体量	髄液：0.7mL	髄液：0.5mL
未掲載	2525	ヒトヘルペスウイルス 6型DNA定性	検体量	血清：0.7mL 髄液：0.7mL 組織：50mg	血清：0.5mL 髄液：0.5mL 組織：5mg
P54	2259	ニューモシスチス カリニDNA	検体量	肺胞洗浄液：0.7mL 胸水：0.7mL	肺胞洗浄液：0.5mL 胸水：0.5mL
未掲載	2708	フォン・ ウィルブランド因子 マルチマー解析	検体量	血漿 0.4mL	血漿 0.5mL
			所要日数	8~12日	8~14日
			結果値	変更はありません	LARGE マルチマー
				変更はありません	MEDIUM マルチマー
				変更はありません	SMALL マルチマー
削除	SMALLEST マルチマー				