

HCL information

検査内容変更のご案内

拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
このたび、下記検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。
何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

- 変更実施日 : 2022年 3月 31日(木) 受付分～
- 変更項目 : 裏面参照
- 変更理由 : 委託先による変更
- 委託先 : LSIメディエンス



株式会社 兵庫県臨床検査研究所

姫路本社 TEL : 079-267-1251 神戸西支所 TEL : 078-929-0492 食品衛生管理MEL TEL : 079-267-1253
岡山支所 TEL : 086-952-5218 神戸東支所 TEL : 078-252-7315 病理検査室HPL TEL : 079-268-1101

●検査内容変更項目

案内書掲載頁	項目コード	項目名称	変更箇所	変更後	変更前
P32	0413	アルドステロン	検査方法	CLEIA法	CLEIA法
			基準範囲	4.0~82.1 (pg/mL)	(血漿) 173以下 (pg/mL) (血清) 170以下 (pg/mL)
			報告下限	4.0未満 (pg/mL)	17.0未満 (pg/mL)
P32	0414	尿中アルドステロン	検査方法	CLEIA法	CLEIA法
			基準範囲	1.0~19.3 (μg/day)	10以下 (μg/day)
			備考	蓄尿時は冷暗所に保管してください (塩酸およびC-ペプチド安定化剤は 使用しないでください。)	蓄尿時は冷暗所に保管してください (保存剤による影響はありません)
P32	0447	アルドステロン/ レニン活性比	基準範囲	200未満	200以下
未掲載	0451	アルドステロン/ レニン定量	基準範囲	40未満	40以下
P32	1377	遊離コルチゾール	項目名称	尿中コルチゾール	遊離コルチゾール
			検体量	蓄尿 0.5mL	蓄尿 2.0mL
			検査方法	CLIA法	RIA (チューブ固相法)
			基準範囲	5.5~66.7 (μg/day)	11.2~80.3 (μg/day)
			備考	蓄尿時は冷暗所に保管してください。	酸性蓄尿は検査不可。 蓄尿時は冷暗所に保管してください (保存剤による影響はありません)

【補足】「0447：アルドステロン/レニン活性」「0451：アルドステロン/レニン定量」のアルドステロンの基準範囲も上記同様変更になります。