

HCL information

検査内容変更のご案内

拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
このたび、下記検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。
何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記


●変更実施日 : 2023年 4月 1日(土) 受付分～

●変更内容

案内書掲載頁	項目コード	検査項目	変更箇所	変更後	変更前
P5	1557	シスタチンC	検体量	血清 0.3mL	血清 0.5mL
			検査方法	ラテックス免疫比濁法	ラテックス免疫比濁法
			基準範囲	M : 0.60~0.98 F : 0.49~0.82 (mg/L)	M : 0.63~0.95 F : 0.56~0.87 (mg/L)
			所要日数	1~2日	3~4日
			報告書	報告書⑧	外注報告書⑩
			委託先	弊社	ファルコバイオシステムズ
P18	0151	血清銅 (Cu)	検体量	血清 0.3mL	血清 0.5mL
			検査方法	比色法 (3,5-DiBr-PAESA法)	比色法 (3,5-DiBr-PAESA法)
			基準範囲	71~132 (μg/dL)	66~130 (μg/dL)
			所要日数	1~2日	2~3日
			報告書	報告書⑧	外注報告書⑩
			委託先	弊社	BML

【補足】「0152」銅 (Cu) /尿 は現行のまま外部委託となります。

●変更理由 : 報告日数短縮を図るため、社内検査に変更


 HCL株式会社 兵庫県臨床検査研究所

姫路本社 TEL : 079-267-1251 神戸西支所 TEL : 078-929-0492 食品衛生管理MEL TEL : 079-267-1253
岡山支所 TEL : 086-952-5218 神戸東支所 TEL : 078-252-7315 病理検査室HPL TEL : 079-268-1101

【相関図】

社内検討データ


- シスタチンC 単位：mg/L



横軸(x)=現行(外注)
縦軸(y)=検討試薬

n=50
 $y=0.906x+0.076$
R=0.998

- 銅 (Cu) 単位： $\mu\text{g/dL}$



横軸(x)=現行(外注)
縦軸(y)=検討試薬

n=50
 $y=0.996x+2.26$
R=0.997