

# HCL information

## 検査容器変更のご案内

拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。  
このたび、下記の採取容器につきまして、  
製品を変更させていただきたくご案内申し上げます。  
何卒事情をご賢察のうえ、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

- 変更実施日 : 在庫なくなり次第 順次変更
- 変更内容

案内書掲載頁	容器情報	変更後	変更前
P.154	【容器コード】 <b>T4</b> 血液培養（嫌気性）		
	容器名称	溶血タイプ嫌気ボトル	嫌気用レズンボトル
	メーカー名	日本バクテック・ディックソウ(株)	日本バクテック・ディックソウ(株)
	内容	保存培地（サポニン入り）	保存培地
	採取量	8～10mL	8～10mL
	容器の貯蔵方法	室温	室温
	有効期限	容器に表示	容器に表示
<b>※ 容器の取り扱い方法ならびに採取上の注意点に変更はございません</b>			

- 変更理由 : 検出精度向上のため