

# HCL information

## 検査容器変更のご案内



拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。  
このたび、下記の試薬につきまして、  
製品の変更させていただきたくご案内申し上げます。  
何卒事情をご賢察のうえ、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

- 変更実施日 : 在庫なくなり次第 順次変更
- 変更内容

案内書掲載頁	容器情報	変更後	変更前
未掲載	【容器コード】 <b>U9</b> 細胞診保存容器		
	容器名称	細胞診保存容器	細胞診保存容器
	メーカー名	ホロジックジャパン(株)	日本パクトソ・ディッキソン(株)
	内容	細胞診保存液	細胞診保存液
	容器の貯蔵方法	室温	室温
	有効期限	1年以内	1年以内
	※ 容器の取り扱い方法ならびに採取上の注意点に変更はございません		

- 変更理由 : 細胞形態の保持に優れている為