

HCL information

h-ANP(ヒト心房性Na利尿ペプチド) 社内ルーチン検査のご案内

拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
この度、h-ANP（ヒト心房性Na利尿ペプチド）の検査を
社内検査にいたしますのでご案内申し上げます。
何卒ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

- 変更実施日 : 平成 29年 4月 1日(土) 受付分～
- 変更項目 : h-ANP (ヒト心房性Na利尿ペプチド)
- 変更内容

案内書 掲載頁	項目 コード	検査項目	変更箇所	変更前	変更後
P37	482	h-ANP (ヒト心房性Na 利尿ペプチド)	検査方法	CLEIA	CLEIA
			基準値	43.0以下 (pg/mL)	43.0以下 (pg/mL)
			所要日数	3～5日	1～2日
			委託先	SRL	弊社

※基準値・測定方法の変更はございません。



株式会社 兵庫県臨床検査研究所

本社 TEL : 079-267-1251 神戸西支所 TEL : 078-929-0492

岡山 TEL : 086-952-5218 神戸東支所 TEL : 078-252-7315

h-ANPの社内ルーチン化を始めます。

h-ANPとは？

h-ANPは主に心房から分泌されるホルモンで、28個のアミノ酸からなります。
心行動態的負荷、特に心房が伸展される状態、心房内圧の増加が主な産生・分泌刺激となります。
体液量あるいは心内圧の増加する各種心疾患、腎疾患において血中濃度の増加を認めます。これら病態の重症度のバイオマーカーとしてきわめて有用であり、日常臨床に使用されています。
BNPと比べて分単位の迅速な分泌増加反応を示します。

参考資料：臨床検査法提要第34版

外注との相関

