

HCL information

検査内容変更のご案内

拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
このたび、下記検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。
何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

- 変更実施日 : 2026年 3月 31日(火) 受付分～
- 変更項目 : 裏面参照
- 変更内容 : 検査内容変更
- 変更理由 : 委託先による変更

【変更項目】

委託先：保健科学

案内書掲載頁	項目コード	項目名称	変更箇所	変更後	変更前
P105	0589	アンチトロンビンⅢ (AT-Ⅲ)	項目名称	アンチトロンビン活性 (AT活性)	アンチトロンビンⅢ (AT-Ⅲ)
	0592	プラスミノゲン活性		プラスミノゲン活性	プラスミノゲン活性

委託先：BML

案内書掲載頁	項目コード	項目名称	変更箇所	変更後	変更前
P105	0591	プラスミノゲン定量	項目名称	プラスミノゲン抗原	プラスミノゲン定量

委託先：LSIメディエンス

案内書掲載頁	項目コード	項目名称	変更箇所	変更後	変更前
P3	0059	アルドラーゼ (ALD)	基準範囲	2.7-7.5 (U/L)	2.7-5.9 (IU/L)
			単 位	U/L	IU/L
			所要日数	2~3日	3~4日
			委託先	BML	LSIメディエンス
P37	2160	アディポネクチン	保存方法	冷蔵	凍結
P60	2347	抗アセチルコリンレセプター抗体 (抗AChR抗体)	保存方法	冷蔵	凍結
P61	0697	抗血小板抗体	保存方法	冷蔵	凍結
P62	2938	抗カルジオリピン・β2グリコプロテインI複合体抗体 (抗CL・β2GP I抗体)	保存方法	冷蔵	凍結
P81	2199	HBV-DNA定量 (TaqManPCR法)	保存方法	冷蔵	凍結
P82	2257	HCV-RNA定量 (TaqManPCR法)	保存方法	冷蔵	凍結
未掲載	1230	尿中ペントシジン	備 考	定量値が測定下限未満の場合は「換算不可」でご報告します。	
	2229	ヒ素	採取容器	U1 (尿検査用)	専用容器
	2375	HPV型別	検査材料	削除	ぬぐい液
所要日数			6~11日	6~18日	
P16	0252	ビタミンB1	採血容器	容器採取量 2mL *順次変更	容器採取量 4mL
	0253	ビタミンB2			

委託先：SRL

案内書掲載頁	項目コード	項目名称	変更箇所	変更後	変更前
P95	8305	サイトメガロウイルス核酸検出 (新生児尿)	所要日数	4~6日	4~10日